

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
V/v cung cấp báo giá vật tư y tế, hóa chất

Kính gửi : Các quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất đợt 1.

Chúng tôi rất mong Quý công ty quan tâm cung cấp chào giá các vật tư y tế, hóa chất (Phụ lục đính kèm).

Mọi thông tin chi tiết có thể gửi theo đường công văn hoặc gửi trực tiếp về phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, tổ 1, thị trấn Đông Anh, Hà Nội (thời gian trước ngày 12 tháng 4 năm 2022)

Điện thoại: 043.8835561

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊNH KÈM

(Kèm theo thư mời báo giá ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Đồng Anh)

STT	Danh mục vật tư y tế, hóa chất	Thông số kỹ thuật (dự kiến)	Quy cách đóng gói	Phân nhóm theo thông tư 14	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phim chụp X - Quang 20*25 cm	Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2, Mật độ quang học ≥ 3.2 , Nền PET dày 168 μm , phủ lớp muối bạc, Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường	100 tờ/hộp	Nhóm 3	Hộp	650
2	Phim chụp X - Quang 25*30 cm	Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2, Mật độ quang học ≥ 3.2 , Nền PET dày 168 μm , phủ lớp muối bạc, Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường	100 tờ/hộp	Nhóm 3	Hộp	400
3	Phim chụp X - Quang 35*43cm	Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2, Mật độ quang học ≥ 3.2 , Nền PET dày 168 μm , phủ lớp muối bạc.	100 tờ/hộp	Nhóm 3	Hộp	200
4	Phim chụp X - Quang 26*36 cm	Phim khô Laser cỡ 26x36 cm, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ phía dưới. Lắp được trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Độ ẩm tương đối từ 30 đến 60% RH. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170 μm ; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. - Thành phần gồm có: 3 túi hiệu chuẩn A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải - Sử dụng tương thích với máy khí máu	150 tờ/hộp	Nhóm 1	Hộp	5
5	Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu	- Thành phần gồm có: 3 túi hiệu chuẩn A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải - Sử dụng tương thích với máy khí máu	hộp 100 test	Nhóm 3	Hộp	16
6	Hóa chất kiểm chuẩn ngoài cho máy xét nghiệm khí máu	Thành phần: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac.- Sử dụng tương thích với máy khí máu	30 test/hộp	Nhóm 3	Hộp	8
7	Xi-lanh 1ml trắng heparin kèm đầu kim	Trắng sẵn chất chống đông heparin, dung tích 1ml	100 cái/hộp	Nhóm 4	Cái	1,700

STT	Danh mục vật tư y tế, hóa chất	Thông số kỹ thuật (dự kiến)	Quy cách đóng gói	Phân nhóm theo thông tư 14	Đơn vị tính	Số lượng
8	Điện cực tham chiếu sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu	Sử dụng cho máy khí máu	1 chiếc/hộp	Nhóm 3	Hộp	2
9	Bộ dây bơm sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu	Sử dụng cho máy khí máu	1 chiếc/túi	Nhóm 3	Túi	2
10	Khí Argon	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - $H_2O < 3$ ppm; $N_2 < 5$ ppm; Oxygen < 2 ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8l - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar - Thể tích khí trong bình (Khí giải nén): 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI	Khí nén trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít	Không áp dụng	Bình	200