

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi : Quý Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội của Quốc hội khoá XIII và các văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Hiện tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu xác định giá Thay thế phụ kiện cho Máy theo dõi sản khoa (Model: Avalon FM20, Hãng sản xuất: Philips/Đức) làm cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Thay thế phụ kiện cho Máy theo dõi sản khoa (Model: Avalon FM20, Hãng sản xuất: Philips/Đức).

Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời các Quý công ty, đơn vị quan tâm cung cấp Báo giá dịch vụ thẩm định giá với nội dung (theo danh mục đính kèm), gửi kèm theo hồ sơ năng lực, các tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá,...

Mọi thông tin chi tiết có thể gửi theo đường công văn hoặc gửi trực tiếp về phòng Vật tư-TBYT, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, tổ 1, Xã Đông Anh, Hà Nội (thời gian trước 17h00 ngày 29 tháng 04 năm 2026)

Điện thoại: 0243 883 2450

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Vinh



DANH MỤC

**Thẩm định giá dự toán Thay thế phụ kiện cho Máy theo dõi sản khoa (Model: Avalon FM20,
Hãng sản xuất: Philips/Đức)**

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 28/04/2026 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đầu dò siêu âm theo dõi tim thai cho máy theo dõi sản khoa (Model: Avalon FM20, Hãng sản xuất Philips/Đức)	Tương thích với monitor sản khoa Avalon của hãng Philips Thông số kỹ thuật (tương đương hoặc tốt hơn): - Phương pháp đo: Siêu âm Doppler xung tương đương hoặc tốt hơn. - Dải đo: $\leq 50 - \geq 240$ nhịp/phút - Độ phân giải hiển thị: ≤ 1 nhịp/phút - Biến động tại 200 nhịp/phút: ≤ 3 nhịp/phút - Công suất đầu ra trung bình: khoảng 7.4 mW (sai số ± 0.4) - Áp suất âm thanh đỉnh: khoảng 40.4 kPa với sai số ± 4.3 kPa - Tần số siêu âm $\leq 1\text{MHz} \pm \geq 100\text{Hz}$ - Dải tín hiệu siêu âm từ $\leq 3.5 \mu\text{Vpp}$ đến $\geq 350 \mu\text{Vpp}$ ở tần số khoảng 200Hz	Chiếc	2
2	Đầu dò theo dõi con co tử cung cho máy theo dõi sản khoa (Model: Avalon FM20, Hãng sản xuất: Philips/Đức)	Tương thích với monitor sản khoa Avalon của hãng Philips Thông số kỹ thuật (tương đương hoặc tốt hơn): - Phương pháp đo bằng cảm biến lực căng tương đương hoặc tốt hơn. - Độ nhạy 1 đơn vị: khoảng 2,5g - Độ phân giải hiển thị là: 1 đơn vị - Khoảng đo: ≥ 400 đơn vị - Dải tín hiệu từ ≤ 0 đến ≥ 127 đơn vị - Tự động hiệu chỉnh điểm không trong vòng ≤ 5 giây	Chiếc	1

