

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi : Quý Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội của Quốc hội khoá XIII và các văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Hiện tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu xác định giá Mua sắm đầu đo SPO2 cho các khoa Cấp cứu, Gây mê hồi tỉnh, Hồi sức tích cực làm cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Mua sắm đầu đo SPO2 cho các khoa Cấp cứu, Gây mê hồi tỉnh, Hồi sức tích cực.

Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời các Quý công ty, đơn vị quan tâm cung cấp Báo giá dịch vụ thẩm định giá với nội dung (theo danh mục đính kèm), gửi kèm theo hồ sơ năng lực, các tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá,...

Mọi thông tin chi tiết có thể gửi theo đường công văn hoặc gửi trực tiếp về phòng Vật tư-TBYT, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, tổ 1, Xã Đông Anh, Hà Nội (thời gian trước 17h00 ngày 13 tháng 05 năm 2026)

Điện thoại: 0243 883 2450

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Vinh



DANH MỤC

**Thẩm định giá dự toán Mua sắm đầu đo SPO2 cho các khoa Cấp cứu, Gây mê hồi tỉnh,
Hồi sức tích cực**

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 12/05/2026 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Đầu đo SPO2 cho người lớn (Cảm biến SpO2 dùng cho máy theo dõi bệnh nhân – Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Model: BSM-3562K, BSM-4101K, BSM-2301K, BSM-3562)	Cảm biến SpO2 cho người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Model: BSM-3562 hãng Nihon Kohden: - Chất liệu: Dây cảm biến cao su không Latex. Kích thước dài khoảng 1,6m. - Độ chính xác: <ul style="list-style-type: none">• 80% - 100%: khoảng ± 2%.• 70% - 80%: khoảng ± 3%. - Chuẩn kháng nước: Phần cảm biến tuân thủ IPX5, tương đương hoặc tốt hơn. <i>(Tương thích cho máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Model BSM-3562 và các model có cùng công chân cắm của hãng Nihon Kohden).</i>	Cái	30
2	Đầu đo SPO2 cho trẻ em (Cảm biến SpO2 dùng cho máy theo dõi bệnh nhân – Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Model: BSM-3562K, BSM-4101K, BSM-2301K, BSM-3562)	Cảm biến SpO2 cho trẻ em dùng nhiều lần sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Model: BSM-3562 hãng Nihon Kohden: - Chất liệu: Dây cảm biến cao su không Latex. Kích thước dài khoảng 1,6m. - Độ chính xác: <ul style="list-style-type: none">• 80% - 100%: khoảng ± 2%.• 70% - 80%: khoảng ± 3%. - Chuẩn kháng nước: Phần cảm biến tuân thủ IPX5, tương đương hoặc tốt hơn. <i>(Tương thích cho máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Model BSM-3562 và các model có cùng công chân cắm của hãng Nihon Kohden)</i>	Cái	08

